

Hinsehen. Handeln. Leben retten.

AED EINSETZEN. SO GEHT'S.

Ein AED kann Leben retten. Das Gerät sagt dir Schritt für Schritt, was zu tun ist.

21.-27. September 2026

WOCHE DER WIEDERBELEBUNG



Wichtig: Herzdruckmassage nicht unterbrechen.
AED holen lassen – die Person nicht allein verlassen.

1 EINSCHALTEN



Deckel öffnen oder
Ein-/Aus-Taste drücken.

Sprach- oder Bildschirm-
anweisungen folgen.

Keine Angst: Der AED entscheidet selbst.

2 PADS AUFKLEBEN



Oberkörper freimachen.

Ein Pad unterhalb des
rechten Schlüsselbeins.

Ein Pad links seitlich
unterhalb der Achsel.

Abbildungen auf den Pads beachten.

3 ANALYSE



ALLE ZURÜCK!

Niemand berührt die Person,
während der AED analysiert.

Das Gerät entscheidet, ob ein
Schock nötig ist.

4 SCHOCK



Nur wenn der AED dazu
auffordert:

Alle zurück!

Schocktaste drücken.
Sofort weiterdrücken.

Vollautomatische AED schocken selbst.

WEITERDRÜCKEN
bis professionelle Hilfe übernimmt.

ANALYSE ODER SCHOCK:
Niemand berührt die Person.